

Little Sucker® NeoSucker®

REF Catalog No.

N204	N205TP	N224
N204C	N206	N224TP
N204TP	N207	N225
N205	N208	N225TP
N205C	N215	

Manufactured by
NEOTECH PRODUCTS LLC
28430 Witherspoon Parkway , Valencia, CA 91355, USA
1-800-966-0500 • neotechproducts.com

EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT, Arnhem, The Netherlands

MD Medical Device



Made in USA

D454 Rev M

English

INDICATIONS FOR USE
The Little Sucker/NeoSucker is indicated for use as a tip for suction tubing to aspirate fluids from the mouth and nares.

The Little Sucker Nasal Tip is indicated for use as a tip for suction tubing to aspirate fluids from the nares.

The Little Sucker Cover is indicated for use to protect the Little Sucker Oral and Nasal Suction Device.

DIRECTIONS FOR USE
Step 1 If cover in place (applies to N204C/N205C), unplug thumb port and slide suction tip out of cover.

Step 2 Connect barbed end of suction tip to suction line.

Step 3 Set suction to appropriate pressure per hospital protocol or physician recommendation.

Step 4 Block thumb port with thumb to begin suctioning.

Step 5 Suction mouth or nares with intermittent suctioning. Remove thumb from thumb port to stop suctioning. Block thumb port again to continue suctioning.

Step 6 Suction sterile water through suction tip after each use to clear debris.

Step 7 If applicable, reinsert suction tip into cover and insert port plug of cover into thumb port of suction tip.

Step 8 Replace suction tip/cover every 24 hours or per hospital protocol, whichever is sooner.

CAUTIONS & WARNINGS

Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

For oral or nasal use only.

Inserting the suction tip too far into the mouth or nares can cause tissue trauma.

The suction tip/cover should remain free of debris.

The Little Sucker Cover is designed for use with the Little Sucker Oral and Nasal Suction Device specifically. It may not accommodate other suction devices. It is not intended for use with the Little Sucker 2-piece or Little Sucker Nasal Tip.

Single patient use only.

European Union: MDR EU 2017/745

Any serious incident that has occurred in relation to this device should be reported to Neotech Products and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Français

INDICATIONS D'UTILISATION
Le Little Sucker/NeoSucker est un embout de tuyau d'aspiration destiné à aspirer les liquides provenant de la bouche et des narines.

L'embout nasal Little Sucker est un embout de tuyau d'aspiration destiné à aspirer les liquides provenant des narines.

La protection Little Sucker est indiquée pour protéger l'appareil d'aspiration nasale et orale Little Sucker.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Étape 1 Si le couvercle est en place (pour les modèles N204C/N205C), retirez le bouchon de l'orifice pour le pouce et sortez l'embout d'aspiration du couvercle.

Étape 2 Raccordez l'extrémité crantée de l'embout d'aspiration à la conduite d'aspiration.

Étape 3 Réglez l'aspiration sur la pression appropriée conformément au protocole de l'hôpital ou aux recommandations du médecin.

Étape 4 Obstreuez l'orifice avec le pouce pour commencer l'aspiration.

Étape 5 Aspirez par la bouche ou par les narines par intermittence. Enlevez le pouce de l'orifice pour arrêter l'aspiration. Obstreuez à nouveau l'orifice pour pouvoir continuer l'aspiration.

Étape 6 Aspirez de l'eau stérilisée par l'embout d'aspiration après chaque utilisation pour éliminer les résidus.

Étape 7 Le cas échéant, réinsérez l'embout d'aspiration dans le couvercle et mettez le bouchon du couvercle dans l'orifice pour le pouce de l'embout d'aspiration.

Étape 8 Remplacez la base d'aspiration ou le couvercle toutes les 24 heures ou conformément au protocole de l'hôpital, selon la première de ces éventualités.

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

La loi fédérale n'autorise la vente de ce dispositif que sur ordonnance ou par un médecin.

Pour usage oral ou nasal uniquement.

L'insertion de l'embout d'aspiration trop loin dans la bouche ou les narines peut causer un traumatisme tissulaire.

L'embout d'aspiration/couvercle d'aspiration doit toujours être exempt de débris.

La protection Little Sucker est conçue pour être utilisée avec l'appareil d'aspiration nasale et orale Little Sucker. Il est possible qu'elle ne soit pas adaptée à d'autres appareils d'aspiration. Elle

n'est pas destinée à être utilisée avec le Little Sucker composé de deux éléments ou l'embout nasal Little Sucker.

À usage unique exclusivement.

Union Européenne: MDR EU 2017/745

Tout incident grave survenu en rapport avec ce dispositif doit être signalé à Neotech Products et à l'autorité compétente de l'État membre où est établi l'utilisateur et/ou le patient.

Italiano

INDICAZIONI PER L'USO

Little Sucker/NeoSucker è progettata per essere utilizzata come punta per tubi di aspirazione per aspirare liquidi da bocca e narici. La Punta Nasale Little Sucker è progettata per essere utilizzata come punta per tubi di aspirazione per aspirare liquidi dalle narici. Il Tappo per Little Sucker è indicato per la protezione del dispositivo di aspirazione orale e nasale Little Sucker.

ISTRUZIONI PER L'USO

Passo 1 Collegare lo sfiato con il pollice e far scorrere la punta di aspirazione fuori dal tappo, qualora questo sia in posizione (si applica a N204C/N205C).

Passo 2 Collegare l'estremità acuminata dell'aspirazione alla linea di aspirazione.

Passo 3 Impostare l'aspirazione alla pressione appropriata secondo il protocollo ospedaliero o la raccomandazione del medico.

Passo 4 Bloccare lo sfiato con il pollice per iniziare l'aspirazione.

Passo 5 Procedere con un'aspirazione a intermittenza dalla bocca o dal naso. Rimuovere il pollice dallo sfiato per interrompere l'aspirazione. Bloccare nuovamente lo sfiato con il pollice per proseguire l'aspirazione.

Passo 6 Dopo ciascun utilizzo, aspirare l'acqua sterile attraverso la punta di aspirazione per rimuovere ogni traccia di detrito.

Passo 7 Laddove possibile, inserire nuovamente la punta di aspirazione nel tappo e il tappo nello sfiato della punta di aspirazione.

Passo 8 Sostituire ogni 24 ore la punta/coperchio dell'aspirazione o in base protocollo ospedaliero, se quest'ultimo indica di sostituirlo prima.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

La legge federale limita la vendita di questo dispositivo da parte o su prescrizione di un medico. Solo per uso orale o nasale.

L'inserimento troppo profondo della punta di aspirazione nella bocca o nelle narici può causare traumi ai tessuti.

La punta/coperchio di aspirazione deve restare libera da detriti.

Il Tappo per Little Sucker è destinato specificamente alla protezione del dispositivo di aspirazione orale e nasale Little Sucker. È possibile che non sia adatto ad altri dispositivi di aspirazione. Non destinato all'uso con il Little Sucker a due pezzi o la Punta nasale Little Sucker.

Esclusivamente per uso monopaziente.

Unione Europea: MDR EU 2017/745

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al presente dispositivo dovrà essere segnalato a Neotech Products e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utente e/o il paziente.

Español

INDICACIONES DE USO

La Little Sucker/NeoSucker está indicada para el uso como boquilla en tubos de succión para la aspiración de fluidos de la boca y las fosas nasales.

La boquilla nasal Little Sucker está indicada para el uso como boquilla en tubos de succión para la aspiración de fluidos de las fosas nasales.

La protección de Little Sucker está indicada para su uso como protección para el Little Sucker Oral y Nasal Suction Device.

INSTRUCCIONES DE USO

Paso 1 Si la cubierta está en su lugar (aplica a N204C/N205C), destape la apertura de pulgar y retire la cubierta de la punta de succión.

Paso 2 Conecte el extremo con lengüeta de la punta de succión a la línea de succión.

Paso 3 Ajuste la succión en la presión adecuada según el protocolo hospitalario o recomendación médica.

Paso 4 Bloquee el tapón para el pulgar para comenzar la succión.

Paso 5 Succione la boca o las fosas nasales con succión intermitente. Retire el pulgar de la apertura de pulgar para detener la succión. Vuelva a bloquear la apertura de pulgar para continuar con la succión.

Paso 6 Succione agua estéril a través de la punta de succión después de cada uso para eliminar los residuos.

Paso 7 Cuando corresponda, vuelva a introducir la punta de succión en la cubierta e introduzca el tapón de cubierta en la apertura de pulgar de la punta de succión.

Paso 8 Sustituya la punta o la cubierta de succión cada 24 horas o según el protocolo hospitalario; el plazo que sea más breve.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Las leyes federales limitan la venta de este dispositivo a un médico o por orden suya.

Solo para uso oral o nasal.

Introducir la punta de succión en la boca o las fosas nasales con demasiada profundidad podría ocasionar un traumatismo en los tejidos.

La punta o cubierta de succión debe permanecer libre de residuos. La protección de Little Sucker está diseñada para usar como protección específica para el Little Sucker Oral y Nasal Suction Device. Puede que no se adecue a otros dispositivos de succión.

No está diseñado para su uso en el Little Sucker de dos piezas o Little Sucker Nasal Tip (punta nasal del Little Sucker).

Usa para un único paciente.

Unión Europea: MDR EU 2017/745

Cualquier incidente grave que tenga lugar en relación con este dispositivo deberá comunicarse a Neotech Products y a la autoridad competente del Estado miembro en el que el usuario o paciente esté establecido.

Português

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O Little Sucker/NeoSucker é indicado para usar como ponta do tubo de aspiração para aspirar fluidos das narinas e boca.

A Ponta Nasal Little Sucker é indicada para usar como ponta do tubo de aspiração para aspirar fluidos das narinas.

A tampa do Little Sucker serve para proteger o dispositivo de aspiração oral e nasal Little Sucker.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1º Passo Se a tampa estiver no lugar (aplica-se a N204C/N205C), desconecte a porta do polegar e deslize a ponta de aspiração para fora da tampa.

2º Passo Conecte a extremidade felpada da ponta de aspiração à linha de aspiração.

3º Passo Defina a pressão de aspiração apropriada de acordo com

o protocolo hospitalar ou recomendação médica.

4º Passo Bloqueie a entrada do polegar com o polegar para começar a aspirar.

5º Passo Aspirar narinas e boca com aspiração intermitente.

Remova o polegar da porta do polegar para interromper a aspiração. Bloqueie a entrada do polegar novamente para continuar a aspiração.

6º Passo Aspire água estéril através da ponta de aspiração após cada utilização para limpar os detritos.

7º Passo Se aplicável, reinsira a ponta de aspiração na tampa e insira o tampão da entrada da porta da ponta da porta de aspiração.

8º Passo Substitua a ponta/tampa de aspiração a cada 24 horas ou de acordo com o protocolo hospitalar, o que ocorrer primeiro.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Segundo a legislação em vigor, a venda deste dispositivo está sujeita a receita ou indicação médica.

Apenas para uso oral e nasal.

Inserir a ponta de aspiração bem no interior da boca ou narinas pode causar trauma nos tecidos.

A tampa/ponta de aspiração deve permanecer livre de resíduos.

A tampa do Little Sucker deve ser usada com o dispositivo de aspiração oral e nasal Little Sucker. Não se adapta a outros dispositivos de aspiração. Não se destina a ser utilizado com o Little Sucker de duas peças ou a ponta nasal Little Sucker.

Utilizar apenas um único paciente.

União Europeia: MDR EU 2017/745

Qualquer incidente grave que ocorra em relação a este dispositivo deve ser comunicado à Neotech Products e à autoridade competente do Estado-membro onde se encontra o utilizador e/ou paciente.

Deutsch

GEBRAUCHSHINWEIS

Der Little Sucker/NeoSucker ist für den Einsatz als Spitze für die Absaugung von Flüssigkeiten aus dem Mund und den Nasenlöchern bestimmt.

Der Little Sucker Nasal Tip ist für den Einsatz als Saugspitze für die Absaugung von Flüssigkeiten aus den Nasenlöchern bestimmt.

Die Little Sucker-Abdeckung eignet sich zum Schutz des Little Sucker-Oral und Nasal-Saugers.

GEBRAUCHSANWEISUNG

decepit otvor za palac i izvucite vrh za sukciju iz poklopca.
2. korak Spojite nazubljeni kraj vrha za sukciju sa cjevcicom za sukciju.
3. korak Postavite postupak sukcije na odgovarajući tlak sukladno bolničkom protokolu ili preporukama liječnika.
4. korak Blokirajte otvor za palac kako biste započeli sa sukcijom.
5. korak Obavljajte sukciju usta ili nosnicu, ali povremeno. Skinite palac s otvora za palac kako biste stavili sukciju. Ponovo blokirajte otvor kako biste nastavili sa sukcijom.
6. korak Kroz vrh za sukciju usisajte sterilnu vodu nakon svake uporabe kako biste uklonili ostatek.
7. korak Ako je primjenjivo, ponovo uuvicte vrh za sukciju u poklopac i stavite čep na otvor za palac.
8. korak Zamjenite vrh za sukciju/poklopac svaka 24 dana ili prema bolničkom protokolu, što god je ranije

MJERE OPREZA I UPOZORENJA

Savezni zakon ograničava prodaju ovog sredstva na prodaju od strane ili po nalogu liječnika.

Samо za oralnu i nazalnu uporabu.

Umetanje vrha za sukciju preduboko u usta ili nosnice može uzrokovati povredu tkiva.

Vrh za sukciju/poklopac ne smije imati ostateka.

Little Sucker Cover namijenjen je da se koristi isključivo sa sredstvom za oralnu i nazalnu sukciju Little Sucker. Neće pristajati uz druga sredstva za sukciju. Nije namijenjen da se koristi s Little Sucker 2-piece ili Little Sucker Nasal Tip.

Proizvod za jednog pacijenta.

Europska unija: MDR EU 2017/745

Svaki ozbiljan incident koji se dogodio u vezi s ovim uredajem treba prijaviti tvrtki Neotech Products i nadležnom tijelu države članice u kojoj se nalazi korisnik i/ili pacijent.

DANSK

INDIKATIONER FOR BRUG

Little Sucker/NeoSucker er indiceret til brug som en spids til en sugeslange til at suge væske ud af munden og næsen.

Little Sucker Nasal Tip er indiceret til brug som en spids til sugeslanger til at suge væske ud af næsen.

Little Sucker Cover er indiceret til brug for at beskytte Little Sucker-sugeanordningen.

BRUGSANVISNING

Trin 1 Hvis dæksets er på plads (gælder for N204C/N205C), skal du tage tomelfingerporten ud og skubbe sugespidsen ud af dækset.

Trin 2 Forbind sugespidsens modhager til sugeslangen.

Trin 3 Indstil sugningen til et passende tryk i henhold til hospitallets protokol eller lægens anbefaling.

Trin 4 Bloker tomelfingerporten med tomelfingeren for at begynde at suge.

Trin 5 Sug i mund eller næse med intermitterende sugning. Fjern tomelfingeren fra tomelfingerporten for at stoppe sugningen. Bloker tomelfingerporten igen for at fortsætte med at suge.

Trin 6 Sug sterilt vand gennem sugespidsen efter hver brug for at fjerne snavs.

Trin 7 Hvis det er relevant kan du genindsatte sugespidsen i dæksets og indsætte dæksets prop i tomelfingerporten på sugespidsen.

Trin 8 Udskift sugespidsen/dæksets hver 24. timer eller pr. hospitalsprotokol, alt efter hvad der kommer først.

FORHOLDSREGLER OG ADVARSLER

Federal lovpriving begrenser denne enhed til salg af eller efter ordre fra en læge.

Kun til oral eller nasal brug.

Indfor at sugespidsen for langt ind i munnen eller næsen kan forårsage vævstræumer.

Sugespidsen/dæksets skal forblive fri for snavs.

Little Sucker Cover er designet til brug med Little Sucker-anordningen specifikt. Den kan muligvis ikke rumme andre sugeanordninger. Den er ikke beregnet til brug med Little Sucker 2-piece eller Little Sucker Nasal Tip.

Kun til brug for en enkelt patient.

Europæiske Union: MDR EU 2017/745

Enhver alvorlig hændelse, der opstår i forbindelse med denne enhed, skal rapporteres til Neotech Products og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.

Nederlands

GEbruiksindicaties

De Little Sucker/NeoSucker is geïndiceerd voor gebruik als tip voor afzuigslangen om vloeistoffen uit de mond en de neusgaten te zuigen.

De Little Sucker Nasal Tip is geïndiceerd voor gebruik als mond voor afzuigslangen om vloeistoffen uit de neusgaten te zuigen.

De Little Sucker Cover is geïndiceerd voor gebruik als mond voor afzuigslangen om vloeistoffen uit de neusgaten te zuigen.

De Little Sucker Cover is bedoeld om het Little Sucker mond- en neuszuigapparaat te beschermen.

Gebruiksaanwijzingen

Stap 1 Indien het deksel op zijn plaats zit (geldt voor N204C/N205C), haalt u de duimpoort los en schuift u de zuigmond uit het deksel.

Stap 2 Sluit het uiteinde van de zuigmond met weerhaak aan op de zuigleiding.

Stap 3 Stel de zuigkracht in op de juiste druk volgens het ziekenhuisprotocol of op aanbeveling van de arts.

Stap 4 Blokkeer de duimpoort met duim om te beginnen met zuigen.

Stap 5 Zuig de mond of de neusgaten af met intermitterende zuiging. Haal duim van de duimpoort om het zuigen te stoppen.

Blokkeer de duimpoort opnieuw om verder te zuigen.

Stap 6 Zuig na elk gebruik steriel water door de zuigmond om resten te verwijderen.

Stap 7 Plaats, indien van toepassing, de zuigmond weer in de beschermcr en steek de poortplug van de beschermcr in de duimpoort van de zuigmond.

Stap 8 Vervang de zuigmond/beschermcr om de 24 uur of volgens het ziekenhuisprotocol, afhankelijk van wat eerder is.

voorzorgsmaatregelen in een waarschuwingen

Volgens de federale wet mag dit product niet door of op verzoek van een arts worden verkocht.

Alleen voor oral of nasal gebruik.

Als u de zuigmond te ver in de mond of in de neusholte brengt, kan dat weefseltrauma veroorzaiken.

De zuigmond/deksel moet vrij blijven van vuil.

De Little Sucker Cover is speciaal ontworpen voor gebruik met het Little Sucker mond- en neuszuigapparaat. Het is mogelijk dat er geen andere zuigapparaten in passen. Het is niet bedoeld voor gebruik met de Little Sucker 2-piece of de Little Sucker Nasal Tip. Mag daar slechts één patiënt gebruikt worden.

Europese Unie: MDR EU 2017/745

Elk serieus incident dat plaatsvindt in het kader van het gebruik van dit product, moet gemeld worden aan Neotech Products en de verantwoordelike autoriteit in de lidstaat waarin de gebruiker en/of

patiënt zich bevindt.

Eesti keel

KASUTUSNÄIDUSTUSED

Little Sucker/NeoSucker on näidustatud kasutamiseks imemistoru otsana vedelike aspireerimiseks suust ja ninast. Little Sucker Nasal Tip on näidustatud kasutamiseks imemistoru otsana vedelike aspireerimiseks suust ja ninast.

Little Sucker Cover on ette nähtud kasutamiseks Little Suckeri suu ja nina imemisseadme kaitsmiseks.

KASUTUSJUHEND

1. samm Kui kate on paigas (kehitud mudelite N204C/N205C), eemaldaage pöödilport ja libistage imiotsak kaanest välja.

2. samm Ühendage imiotsak mitõrjutaja.

3. samm Seadke imemisse sobivale rõhule haigla protokoli või arsti soovituse kohaselt.

4. samm Imeemisse alustamiseks blokeerige pöödila port pöödilaga.

5. samm Imsiusi või -nõrid vahelduva imemisseadme kaitsmiseks blokeerige pöödila port uesti.

6. samm Imeemisse stereili vesil läbi imiotsa pärast iga kasutuskorda, et eemaldada prahat.

7. samm Vajaduse korral sisestage imiotsak uesti kattesse ja sisestage kaane kate imiotsa pöödila porti.

8. samm Vahetage imemisotsak/kate iga 24 tunni järel või haigla protokoli järgi, olevalt sellest, kumb saabub varem.

ETTEVAATASUBINÖUD JA HOIATUSED

Föderaalseadus lubab seda seadet müüa ainult arsti või arsti korralduse.

Ainult suukaudseks või nasaalseks kasutamiseks.

Imsiusotsa liiga sügavale suhu või ninasse sisestamine võib põhjustada kudeku trauma.

Imsiusotsak/kate peab jaähma prahist vabaks.

Little Sucker Cover on mõeldud kasutamiseks ainult Little Suckeri 2-osalise või Little Sucker Nasal Tip.

Europäische Litt: MDR EU 2017/745

Köigist selle seadmega seotud töösistest juhtumitest tuleb teatada Neotech Productsite ja selle liikmesriigi päädevale asutusele, kus kasutaja ja/või patsient asub.

Egyptian:

Little Sucker Nasal Tip beartaithe le húsaid mar bharr le haghaidh feadára súchán chun sreabhán a asú ón mbéal agus ó pholláiri.

Tá Little Sucker Nasal Tip beartaithe le húsaid mar bharr le haghaidh feadára súchán chun sreabhán a asú ón polláiri.

Tá Little Sucker Cover beartaithe le húsaid chun Little Sucker Oral agus Nasal Suction Device a chosaint.

TREORACHA ÚSÁIDE

Céim 1 Má tá clúdach i bhfeidhm (baineann sé le N204C / N205C),

díphluigil port ordóig agus sleamhnaigh barr súchán as clúdach.

Céim 2 Ceangail deireadh deilgneach de bharr súchán le líne súchán.

Céim 3 Socraigh súchán go brú cuí in aghaidh prótacal ospidéil nól moladh dochtrú.

Céim 4 Bloc port ordóig le hordóg chun tú a chur le súchán.

Céim 5 Béal súchán nól polláin le súchán uaineach. Bain ordóig as port ordóig chun súchán a stopadh. Bloc port ordóig arís chun leanúint ar aghaidh le súchán.

Céim 6 Suigh usínsteiríl tri bharr súchán tar éis gach úsáid a ghlandach smionagar.

Céim 7 más bainthe, cur leid súchán athshuite isteach sa chlúdach agus cur isteach breiseann calafort clúdaigh i gcaolafot ordóig de bharr súchán.

Céim 8 Athraigh barr / clúdach súchán gach 24 uair an chloig nól in aghaidh phrótaic an ospidéil, cibé acu is túise.

RABHAIDH & FOLÁIRIMH

Cuireann an díl cóinéide sruian ar dhíol ag gleas seo ag dochtrú

Le haghaidh úsáide béis nól sróime amháin.

Is feidh tráma fiochan a tharlú má chuireann tú an barr súchán rófhada isteach sa bhéal nól polláin.

Ba chóir go bhfanfadh an leid/clúdach súchán saor ó smionagar.

Tá an Little Sucker Cover deartcha le húsaid leis an Little Sucker Oral agus Nasal Suction Device go sonrách. B'feidir nach bhfeastaloidh sé ar gleasann súchán eile Nil sé beartaithe é a úsáid leis an Little Sucker 2-pháosa nól Little Sucker Nasal Tip.

Úsáid an oíthear aonair amháin.

An t'ontas Eorpach: MDR EU 2017/745

Ba cheart an teagmhás tromchúiseach a tharla maidir leis an ngléas seo a tháirísciu do Neotech Products agus d'údarás inniuil an Bhallstáit ína bhfuil an t-úsáideoir agus/nól an t-oíthear bunaithe.

Lietuviškai

NAUDÖJIMO INDIKACIJOS

„Little Sucker/NeoSucker“ skirtas naudoti kaip siurbimo vamzdelio antgalis, skirtas skyssčiams iš burns ir šnervių siurbti.

„Little Sucker Nasal Tip“ skirtas naudoti kaip siurbimo vamzdelio antgalis skyssčiams iš šnervių siurbti.

„Little Sucker“ skirtas apsaugoti „Little Sucker“ burns ir nosies skyssčių siurbimo prietaisą.

NAUDÖJIMO INSTRUKCIJOS

1 žingsnis Jei dangtelis yra vetejo (taikoma N204C / N205C), atjunkite nykštį angą ir ištraukite siurbimo antgalį iš dangtelio.

2 žingsnis Prijunkite aštriju siurbimo antgalio galą prie siurbimo linijos.

3 žingsnis Nustatykite tinkama siurbimo slėgį pagal ligoninės protokolą arba gydytujų rekomendacijas.

4 žingsnis Užblokuokite nykštį angą nykštū, kad pradėtumėte siurbimą.

5 žingsnis Siurbkite iš burns arba šnervių protarpinio siurbimo būdu. Patraukite nykštį nuo nykštio angos, kad sustabdytumėte siurbimą. Užblokuokite nykštį angą nykštū, kad testimėte siurbimą.

6 žingsnis Siurbkite sterili vandenj per siurbimo antgalį po kiekvieno naudojimo, kai pasalintume nėvarumus.

7 žingsnis Jei reikia, vėl jkiškite siurbimo antgalį į dangtelį ir jkiškite dangtelio kištušką į siurbimo antgalio nykštį angą.

8 žingsnis Keiskite siurbimo antgalį į dangtelį kas 24 valandas arba pagal ligoninės protokolą, prilausomai nuo to, kuri data ankstesnė.

PERSPEJIMAI IR JSPĒJIMAI

Federaliniai istattyam riboja šio prietaiso pardavimą tik gydytojui arba pagal gydytuo nurodymą.

Naudoti tik ī burnā ar į nosj.

Jkiškite siurbimo antgalį per giliai į burnā arba šnerves, galite pažeisti audinius.

Siurbimo antgalis / dangtelis turi išlikti neužterštas.

„Little Sucker“ cover yra skirtas naudoti su „Little Sucker“ burns ir nosies siurbimo prietaisu. Jis gali